



INSTRUKCJA KOMPRESJI PLIKÓW ZAWARTYCH NA PŁYTCIE CD/DVD LUB INNYM NOŚNIKU Z WYNIKIEM BADAŃ


1. Do wykonania kompresji plików wykorzystamy bezpłatny program **IZArc** dostępny do pobrania ze strony: http://www.izarc.org/download/IZArc_4.2.exe
Podobne programy: WinRAR, 7-Zip
2. Po dokonaniu instalacji programu, wkładamy płytę CD/DVD do nośnika i otwieramy program (dostępny w Menu Start > Wszystkie programy).
3. Z górnego menu wybieramy **Nowy**



4. Wybieramy **lokalizację**, w jakiej chcemy utworzyć archiwum np. *pulpit*.
5. Wprowadzamy **nazwę** archiwum np. *badania*.
6. Wybieramy **Otwórz**




7. W następnym oknie wskazujemy pliki do kompresji. Z górnego menu „Pliki” wybieramy lokalizację, czyli nasz nośnik CD/DVD.




8. Po pojawieniu się plików zawartych na płycie, wybieramy kombinację klawiszy **CTRL + A**, celem zaznaczenia wszystkich elementów.


9. Pliki powinny podświetlić się na szaro. Wybieramy **OK**.




10. Program rozpocznie kompresję. Do czasu pojawienia się w oknie archiwum plików, prosimy o nie zamykanie programu.




11. Z menu górnego wybieramy **Testuj**.




12. Po zakończeniu (wartość 0 przy argumencie *Failed*) wybieramy **Zamknij**.




13. Wybieramy **Wyjście** lub zamykamy okno.



14. Plik archiwum (plik ze skompresowaną zawartością) dostępny jest we wskazanej wcześniej lokalizacji (w przykładzie plik został zapisany na Pulpicie).



15. Podczas wypełniania formularza do zgłoszenia konsultacji online, prosimy o dodanie utworzonego pliku archiwum, jako załącznik.



Przypominamy, że w zależności od wielkości pliku, czas wysyłania zgłoszenia może się wydłużyć.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@joannaurbanowska.pl